





ADULTE




ADULTE - GRAND MASQUE

NOUVEAU




ADULTE - PETIT MASQUE

ENFANT



MOYEN MASQUE
1 à 5 ans



PETIT MASQUE
0 à 18 mois

106166-001 Rev. F. * marques et marques déposées de Trudell Medical International. © TMI 2007-2009, 2012, 2015, 2016. Tous droits réservés.

AeroChamber
Plus **Flow-Vu**

Chambre de Retenue Valvée Antistatique

www.aerochamber.com



Petit masque

Moyen masque

Embout buccal pour les jeunes

Embout buccal

Petit masque


Grand masque

ENFANT

ADULTE

Les enfants devraient passer à un embout buccal à l'âge de 5 ans environ.

Gabarit pour sélection du masque **ComfortSeal***



Le haut du masque devrait reposer sur la racine du nez. Le bas du masque doit être placé entre le bas des lèvres et le menton.